

Lipid Panel Meter

Sistema per il dosaggio di Profilo Lipidico, Colesterolo e Trigliceridi



Range di Misura:

- Colesterolo: 100-500 mg/dL
- Trigliceridi: 45-650 mg/dL
- HDL: 15-100 mg/dL

Memoria: 500 risultati

Dimensioni: 135x66x19 mm

Peso: 120g

Batteria ricaricabile

Tipo di campione: sangue capillare

Volume di campione:

- 35 μ L per Profilo Lipidico
- 10 μ L per Colesterolo Totale e Trigliceridi

Metodo di prelievo: capillare



Kit disponibili:

- Profilo Lipidico (LPS-101), 10 strisce
- Colesterolo Totale (TCS-101), 25 strisce
- Trigliceridi (TGS-101), 25 strisce

Conservazione a temperatura ambiente

Dotati di chip per la calibrazione

Scadenza: 18 mesi dalla produzione