

# Limpid Pro Multi-Monitoring System

**Sistema per il dosaggio di Glucosio nel sangue, Emoglobina Totale, Chetoni e Acido Urico**



Range di Misura:

- Glucosio nel sangue: 10,8-600 mg/dL
- Emoglobina Totale: 5,0-26,0 g/dL
- Chetoni: 0,1-8,0 mmol/L
- Acido Urico: 3,0-20,0 mg/dL

Memoria: 900 risultati

Dimensioni: 89,5x52,1x17,7 mm

Peso: 55g

Tipo di campione: sangue capillare

Volume di campione:

- 0,5 µL per Glucosio ed Emoglobina Totale
- 0,8 µL per Chetoni
- 1,6 µL per Acido Urico

Metodo di prelievo: capillare

Risultato in 5 secondi



Kit disponibili:

- Glucosio (GLU-S52), 2 x 25 test
- Acido Urico (GUK-S022), 2 x 25 test
- Chetoni (GUK-S032), 2 x 25 test
- Glucosio + Emoglobina Totale (GUK-S042), 2 x 25 test

Conservazione a temperatura ambiente