

Serie KBPR NG **NG** KW Refrigerator

Frigoriferi Sottobanco +4°C

H=84cm

Frigoriferi biologici per impieghi di laboratorio.

Conformità CEI EN 61326-1 CEI EN 61010 -1.

Conformità Direttiva Macchine 2006/42/CE.

Conformità Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE.

Conformità Compatibilità elettromagnetica (EMC) 2014/30/UE.



KBPR 180C NG

*Campo di
regolazione da
0°C a +15°C*

*Tutti i punti
tra
+2°C e +8°C*

*Capacità:
150 litri*

*Per impieghi
sottobanco
H=84cm*

*Elevata
uniformità di
temperatura*

*Controllore
elettronico
digitale*

*Registrazione
delle
temperature*

*Porta USB
per
scarico dati*



KBPR 180V NG

Frigoriferi Sottobanco Serie KBPR NG

Frigoriferi Sottobanco +4°C Serie KBPR NG		
MODELLI	KBPR 180C NG	KBPR 180V NG
CAPACITA' (litri)	150	150
DIMENSIONI ESTERNE (lpxh)	60x62x84 cm	60x62x84 cm
DIMENSIONI INTERNE (lpxh)	50x48x65 cm	50x48x65 cm
PESO (kg)	40	50
PORTA	1 CIECA	1 IN VETRO
RIPIANI	N.3 A GRIGLIA	N.3 A GRIGLIA
SPESSORE (mm)	40	40
POTENZA	160 W	160 W

Alimentazione: V230/Hz50 /1

Campo di lavoro: 0°C —> +15°C

Temperatura di esercizio: +4°C

Il valore minimo è garantito con T ambiente = +32°C.

Rumorosità: <45db(A)

Caratteristiche:

- ✓ Mobile esterno in lamiera di acciaio preverniciato
- ✓ Interno in termoformato in plastica antiabrasione
- ✓ Impiego di HC Green GWP=0
- ✓ Ripiani grigliati removibili
- ✓ Contatti di remotizzazione allarmi
- ✓ N.2 sonde di temperatura
- ✓ Maniglia ergonomica in acciaio
- ✓ Guarnizione magnetica
- ✓ Piedini regolabili anteriori e ruote posteriori
- ✓ Sbrinamento automatico
- ✓ Refrigerazione ventilata



Di serie:



= Allarme temperatura min./max acustico e visivo



= Allarme porta aperta acustico e visivo



= Serratura con chiave



= Porta USB per scarico dati di temperatura ed allarmi



= Allarme guasto energia acustico e visivo



= Luce interna a leds



= Funzione DATA LOG (temperature ed allarmi)



= Interfaccia seriale RS485



= Foro passante interno/ esterno

Termoregolazione e controlli:



Controllore elettronico a μ P, con display digitale a led, al decimo di grado, per la gestione integrata di tutte le funzioni



Accessori disponibili:

- Kit ruote pivotanti.
- Griglia supplementare.
- Cassetto (traforato) estraibile, montato su guide scorrevoli ed antiribaltamento per medicinali.