

LA BILANCIA

NON SOLO UNA BELLISSIMA BILANCIA!

PESOFARMAX[®]
MADE IN ITALY

è multifunzione



PESOFARMA[®]

MADE IN ITALY

è multifunzione:

Peso con precisione di 50 g
e Peso ideale



% massa grassa
% acqua corporea



Memorizzazione sul **CLOUD**

Collegamento
con PRESSY X

per memorizzare
anche le misurazioni
pressorie



Autodiagnosi

e aggiornamenti da remoto

Scontrini

con intestazione personalizzabile

FARMACIA DR. ROSSI
Via Emilia, 1 20100 - Milano
tel. 02 012 345 67

KG 87,15Kg
High 179cm

PESO IDEALE:
70Kg

Il tuo peso ideale 69 - 80
Il tuo peso attuale 87 kg

22/03/2024 - 09:04:32

Memorizza le tue misurazioni per farle consultare dal tuo medico. Chiedi al Farmacista.

Tariffa di registrazione: 0.00euro

FARMACIA DR. ROSSI
Via Emilia, 1 20100 - Milano
tel. 02 012 345 67

KG 87,15Kg
High 179cm

PERCENTUALE DI MASSA GRASSA:
21%

PERCENTUALE ACQUA:
64%

PESO IDEALE:
70Kg

Il tuo peso ideale 69
Il tuo peso attuale 87

22/03/2024 - 09:06:43

PESOFARMAX[®]

MADE IN ITALY

- **Comunicazione servizi e prodotti** con il pannello LED programmabile



è dotata di un pannello LED che offre la possibilità di **COMUNICARE** in una veste originale

- ✓ **SERVIZI**
- ✓ **PRODOTTI**
- ✓ **INIZIATIVE PROMOZIONALI.**

Messaggi componibili con testi, immagini e video, **utilizzando con un pc il programma in dotazione**



LA TECNOMEDICA[®]