



Pointcare M4

Analizzatore automatico POCT per test di chimica clinica su sangue

Compatto (2,2 kg), ma estremamente accurato, affidabile e riproducibile, Pointcare M4 fornisce informazioni diagnostiche (immunologia) in tempo reale.

FACILE DA USARE

Sistema completamente automatico che non richiede abilità particolari

- Touchscreen capacitivo da 4.3"
- 0,1cc di sangue intero, siero o plasma
- Informazioni di calibrazione con barcode
- Compatibilità LIS; non è richiesta l'immissione manuale dell'anagrafica pazienti
- I risultati possono essere stampati tramite stampante o trasferiti elettronicamente, ad es. a una work station
- Possibilità di stampare report con logo installando la piattaforma per la gestione dei dati medici MNCHIP

RISULTATI IMMEDIATI

Dal campione ai risultati completi in 3 semplici mosse e in appena 13 minuti



1. Aggiungere il campione e il diluente



2. Inserire il disco



3. Leggere i risultati

RISULTATI IMMEDIATI

Una tecnologia avanzata garantisce la massima precisione dei risultati

- I dischi microfluidici contenenti sfere di reagente assicurano un'analisi accurata dei campioni di sangue
- Misura stabile grazie ad una lampada stroboscopica allo xeno, selettore e rilevatore a diverse lunghezze d'onda
- Il software per il controllo della qualità integrato monitora l'intero processo in tempo reale (per un'analisi coerente di campioni di sangue, reagenti, dischi microfluidici e analizzatore chimico)