

# Renal Function Meter



## *Sistema per il dosaggio della Creatinina e del profilo renale da sangue capillare*

Range di misura:

- Creatinina: 0.5 - 15 mg/dL
- Acido Urico: 1.5 - 20 mg/dL
- Urea: 5.4 - 240 mg/dL

Tipo di campione: sangue capillare

Volume di campione: 35 µL

Conservazione: temperatura ambiente

Memoria: 500 risultati

Batteria ricaricabile

Dimensioni: 135x66x19 mm

Peso: 90 g



### INFORMAZIONI PER L'ORDINE

| Codice  | Descrizione                                                                    | Test/Kit |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CRS-101 | Creatinine test strip - strisce reattive per il dosaggio della creatinina      | 25       |
| RFS-101 | Renal Function 3 in 1 test strip - strisce reattive per la funzionalità renale | 25       |
| RFM-101 | Renal Function Meter                                                           | -        |

Distribuito in Italia da

**MINIAS GLOBE DIAGNOSTICS SRL**

Via Ancona 11R - 17100 Savona  
Tel. 019/824844 - Fax. 019/829481  
Email: [info@minias.it](mailto:info@minias.it)