

Pointcare M4 – analizzatore automatico compatto (2,2 kg), estremamente accurato, affidabile e riproducibile. Pointcare M4 fornisce informazioni diagnostiche in tempo reale per ampipannelli di chimica clinica (anche capillare).



Cat. No.	Descrizione	Pannello	no. Test	Pack.
MNGC-I	Chimica generale 1	TP, ALB, GLO, A/G, TBIL, DBIL, IBIL, ALT, AST, CRE, UREA, UA, TG, CHOL, GLU, HDL-C, LDL-C	17	10
MNGC-II	Chimica generale 2	TP, ALB, GLO, A/G, TBIL, ALT, AST, GGT, CRE, UREA, GLU	11	10
CE-I	Emergenza clinica	AST, CK, CK-MB, LDH, alfa-HBDH, AMY, CRE, UA, CO2, K+, NA+, CL, GLU	13	10
RF-I	Funzione renale	ALB, CRE, UREA, UA, CO2, CA2+, P	7	10
LF-I	Funzione epatica	TP, ALB, GLO, A/G, TBIL, DBIL, IBIL, ALT, AST, GGT, ALP	11	10
ME-I	Enzima miocardico	AST, CK, CK-MB, LDH, alfaHBDH	5	10
EL-I	Elettroliti	CO2, K+, NA+, CA2+, P, MG2+, CL-	7	10
GL-I	Glucosio e Lipidi	TG, CHOL, HDL-C, LDL-C, GLU, GSP	6	10
LR-I	Fegato e reni	TP, ALB, GLO, A/G, TBIL, ALT, AST, GGT, CRE, UREA, GLU	11	10
MNGC-IV	Chimica generale 4	TP, ALB, GLO, TBIL, DBIL, IBIL, ALT, AST, GGT, ALP, UREA, CRE, UA, TG, CHOL, GLU, HDL-C, LDL-C	18	10

Pointcare M4

LISTA DEI TEST

TP	Proteine Totali
ALB	albumina
GLO	globulina
A/G	rapporto albumina/globuline
TBIL	bilirubina totale
DBIL	bilirubina diretta
IBIL	bilirubina indiretta
ALT	transaminasi
AST	aspartato transaminasi
GGT	gamma GT
ALP	fosfatasi alcalina
CK	creatina (fosfo) kinasi
CK-MB	creatina kinasi-mb
LDH	lattato deidrogenasi
α -HBDH	alfa idrossibutirrato deidrogenasi
TG	trigliceridi
CHOL	colesterolo
HDL-C	lipoproteine alta densità
LDL-C	lipoproteine bassa densità
GLU	glucosio
GSP	Fruttosamina
HCY	omocisteina
AMY	amilasi
CRE	creatinina
UREA	azotemia
UA	Acido urico
CO2	anidride carbonica
CA2+	Calcio
P	Fosforo
K+	Potazzio
Na+	Sodio
Mg2+	Magnesio
Cl-	Cloro
NH3	Ammoniaca