

PESOFARMA 2[®]

Quality
Pharmacy
Products

*La bilancia
multifunzione compatta
più precisa della sua
categoria:
esatta ai 50 g*



LA TECNOMEDICA[®]
*La misura
della professionalità*

PESOFARMA 2[®]

Design moderno, affidabile al servizio della tua farmacia

*Precisa ai 50 grammi,
Pesofarma 2 è disponibile
con o senza statimetro
e ha una linea moderna
che si fa notare e arreda
senza occupare troppo spazio.
L'ideale per assistere
i tuoi clienti nel controllo
del peso con funzioni
essenziali e facilità d'uso.*

Due versioni, con o senza statimetro

Nella versione con statimetro,
Pesofarma 2 fornisce
il peso effettivo e il peso ideale,
sulla base della costituzione fisica
di uomini e donne.



Funzionamento a monete

La gettoniera elettronica
è installata sul fronte
della macchina
e accetta tutti i tagli
di monete
da 0,10 a 1,00 euro.
È pratica da utilizzare
e comoda da svuotare.



Design innovativo

Design all'avanguardia,
di facile integrazione con
l'arredamento della farmacia.



Precisione di pesata

Pesofarma 2 misura il peso
con un margine di esattezza
di 50 grammi, il minore
e più preciso nella categoria
delle bilance professionali.

Pedana stabile

Ergonomica, antiscivolo,
la pedana pesa oltre 28 kg
ed è quindi stabile e sicura
anche per persone anziane
o con problemi di deambulazione.



Optional ruote

A richiesta la bilancia viene
fornita con due ruote
Ø mm 100 per consentirne
un facile spostamento.



Stabilità e precisione Farmacia.

Quality
Pharmacy
Products



Scontrino personalizzabile e di facile lettura

È possibile inserire nello scontrino un'intestazione personalizzata della farmacia o altre informazioni. La sostituzione dei rotoli di carta termica è estremamente semplice.



Display LCD monocromatico

Le istruzioni sono visualizzate con caratteri grandi e leggibili che rendono più chiare le informazioni e accessibile l'uso della bilancia.

Gestione autonoma della tariffa

La tariffa può essere facilmente programmata e variata in qualsiasi momento senza richiedere alcun intervento tecnico.

Disponibile in tre colori



COD. 201
RAL 6034

COD. 202
RAL 1000

COD. 203
RAL 5014


LA TECNOMEDICA
La misura
della professionalità

Caratteristiche

MISURAZIONE DEL PESO E DELL'ALTEZZA

Il peso viene misurato elettronicamente con divisione di 50 gr da 10 a 200 kg, mentre la statura viene rilevata, grazie a uno statimetro elettronico, con precisione di 10 mm da 125 a 200 cm.

STAMPA DEI DATI

I dati vengono stampati su uno scontrino che riporta **l'intestazione della Farmacia** o altre informazioni personalizzate.

CALCOLO DEL PESO IDEALE (nella versione con statimetro)

Suggerisce il peso ideale con indicazione dei parametri in funzione della costituzione fisica e del sesso.

FUNZIONAMENTO A MONETA SOTTO IL CONTROLLO AUTONOMO DEL FARMACISTA

La gettoniera elettronica accetta monete da **0,10 - 0,20 - 0,50 e 1,00 Euro**.

COLLEGAMENTI ESTERNI

Interfaccia **USB**.

ALTRI DATI TECNICI

Peso: 37 kg · **Temperature** di funzionamento da 10° a 40° C · **Temperatura di immagazzinamento** da 0° a 60° C · **Umidità max:** 85% RH · **Alimentazione esterna:** 100÷240V / 50-60Hz.

Vantaggi


Lo scarto minimo, sia per il peso sia per la statura, consente di raggiungere il più elevato livello di precisione e affidabilità.

192x112 pixels a vostra completa disposizione.

Pesofarma 2 consente di confrontare i risultati ottenuti con i parametri maschili e femminili.

La bilancia è accessibile per tutti, pratica e veloce da mettere in funzione.

Consente di collegarsi al computer della macchina da un pc esterno.



LA TECNOMEDICA

Un'azienda italiana presente in farmacia da oltre 50 anni, specializzata nell'ideazione e nella produzione di misuratori di pressione e di bilance pesapersona. Strumenti di precisione multifunzionali, innovativi, precisi, qualificanti e fidelizzanti, che associano ricerca elettronica ad affidabilità automatica.

*Concessionario di zona.
Vendita e assistenza tecnica.*



LA TECNOMEDICA S.r.l.
27058 Voghera (PV) Italy · Via Arcalini, 16
T. +39 0383 365512 · F. +39 0383 365484
vendite@latecnomedica.it · www.latecnomedica.it