

A1C EZ 2.0

Sistema Di Misurazione dell'Emoglobina Glicata per Autoanalisi

Analizzatore portatile per il dosaggio della HbA1c

Risultati accurati

Misurazioni facili e veloci

Conservazione a temperatura ambiente

Un sistema semplice ed affidabile per il monitoraggio delle patologie diabetiche



Caratteristiche	Specifiche Tecniche
Principio di analisi	Cromatografia in affinità al boronato
Parametro analizzato	Emoglobina glicosilata (HbA1c)
Range di Misurazione	4 % - 14 %
Precisione	CV < 3% (HbA1c: 4.0% - 6.5%)
Tipo di Campione	Sangue capillare o venoso (anticoagulante: EDTA)
Volume di Campione	Circa 3 µl
Tempo di Analisi	Circa 5 minuti
Unità di Misura	Preimpostata: NGSP % ; IFCC mmol/mol
Guida Vocale	Durante tutta l'analisi
Memoria	1000 risultati
Interfacciamento	Porta mini USB per connessione a sistema HIS/LIS o a stampante termica
Bluetooth	Opzionale
Alimentazione	4 pile AAA
Dimensioni dello Schermo	47 mm x 32 mm
Peso (escluse le pile)	112 g
Condizioni di lavoro	Temperatura: 10°C – 40°C; Umidità: 30% - 70%
Condizioni di conservazione	Temperatura: 10°C – 50°C; Umidità: < 80%
Dimensioni	61,5 mm x 122,9 mm x 24,5 mm