

Compass 2000™


Analizzatore di chimica secca




Analizzatore Point of Care per sangue capillare

- ▷ Profilo Lipidico, Glicemia, Funzionalità renale, Funzionalità epatica, screening metabolico, etc.
- ▷ Tipo di campione: sangue capillare, sangue venoso, siero, plasma
- ▷ Volume di campione: 45 µL
- ▷ Tempo di analisi: < 3 minuti


Utilizzo semplice e rapido




1. Inserisci la test card e il chip



2. Preleva il campione con il capillare



3. Aggiungi il campione alla test card



4. Verifica i risultati dopo 3 minuti

Test disponibili



Lipidi + Glucosio



Funzionalità Renale



Funzionalità Epatica



Screening Malattie Metaboliche



Screening Donatori

Caratteristiche Tecniche

Memoria: 3000 risultati

Interfacciabile con host esterno via LIS

Dimensioni: 157x146x65 mm

Peso: 622 g

Coolest. Tot.: 100 - 500 mg/dL

Trigliceridi: 45 - 650 mg/dL

HDL-C: 15 - 100 mg/dL

Glucosio: 36 - 324 mg/dL

Urea: 7 - 112 mg/dL

Creatinina: 0.34 - 11.31 mg/dL

Ac. Urico: 2.0 - 20.2 mg/dL

ALT: 10 - 800 U/L

AST: 10 - 800 U/L

Albumina: 1.0 - 6.0 g/dL

Ac. Urico: 2.0 - 20.2 mg/dL

Coolest. Tot.: 100 - 500 U/L

Glucosio: 36 - 324 mg/dL

ALT: 10 - 800 U/L

Emoglob.: 4.5 - 25.6 g/dL

Distribuito in Italia da

MINIAS GLOBE DIAGNOSTICS SRL

Via Ancona 11R - 17100 Savona

Tel. 019/824844 - Fax. 019/829481

Email: info@minias.it