

Sistema Finecare™

Finecare™ Meter Plus (FS-114, FS-113)

Sistema di misura ad immunofluorescenza per l'esecuzione di dosaggi quantitativi da prelievo capillare.

Esecuzione del test in tre semplici passaggi

1. Raccolta del sangue capillare
2. Miscelazione del sangue capillare con il reagente
3. Aggiunta della miscela sulla card reattiva

Caratteristiche Tecniche

- Sorgente di eccitazione a LED
- Interfaccia Touchscreen
- Stampante integrata
- Dimensioni: 270x238x146 mm
- Peso: 2.8 Kg
- Batteria ricaricabile (FS-114)



FS-114



FS-113



Test Disponibili:

- Infiammazione (CRP)
- Diabete (HbA1c, Microalbumina)
- Gravidanza (β -HCG)
- Tiroide (TSH, FT3, FT4, T3, T4)
- Prostata (PSA, PSA libero)
- COVID (Anticorpi 2019-nCoV)
- Sangue Occulto nelle Feci (FOB)
- H.pylori Antigene
- Infezioni respiratorie (RSV, Strepto A)
- Fattore reumatoide
- Vitamina D

Specifiche

- Kit da 25 test per kit
- Conservazione a temperatura ambiente
- Non necessita calibrazione
- Scadenza 2 anni dalla produzione