

Konsung WBC & Hb

Sistema Point of Care per Emocromo



Sistema Point of Care per Formula Leucocitaria, Emoglobina Totale ed Ematocrito da Sangue Capillare

WBC Analyzer: per la quantificazione dei **leucociti totali** e la **formula leucocitaria**:

- ▷ Linfociti, Monociti, Basofili, Eosinofili, Neutrofili
- ▷ Sistema ad alta tecnologia basato sulla digitalizzazione e analisi d'immagine microscopica
- ▷ Volume di campione: 10 µL
- ▷ Tempo di analisi: < 3 minuti

Hemoglobin Analyzer: per la quantificazione dell'**Emoglobina Totale** e dell'**Ematocrito**

- ▷ Principio spettrofotometrico
- ▷ Volume di campione: 10 µL
- ▷ Tempo di analisi: < 30 secondi

Semplice
Veloce
Affidabile