

Analizzatori in Fluorescenza V-Chek™



CHF200



CHF300

Tecnologia ad immunofluorescenza

Gli analizzatori VChek sono sistemi di misura per analisi in immunofluorescenza. Disponibili in versione da banco o portatile, sfruttano la tecnologia Time-Resolved Immunoassay.

- Linea di reagenti ampia con confezioni da 25 test
- Conservazione a temperatura ambiente

Famiglia	Test	Tempo di reazione	Range di misura
Diabete	Emoglobina Glicata (HbA1c)	5 minuti	3 - 14%
Infiammazione	Proteina C Reattiva (CRP e hsCRP)	3 minuti	0.5 - 200 mg/L
	Procalcitonina (PCT)	15 minuti	0.1 - 100 mg/L
Coagulazione	D-Dimero	5 minuti	0.1 - 10 mg/L
Fertilità	β-HCG	15 minuti	5 - 200000 mIU/mL
	LH	15 minuti	1 - 100 mIU/mL
	FSH	15 minuti	1 - 100 mIU/mL
	Prolattina	15 minuti	1 - 20 ng/mL
Tiroide	TSH	15 minuti	0.1 - 100 ng/mL
	T3	15 minuti	0.61 - 9.22 nmol/L
	T4	15 minuti	12.87 - 300 nmol/L
	fT3	15 minuti	0.60 - 45.00 pmol/L
	fT4	15 minuti	1.0 - 100.0 pmol/L
Altro	Ferritina	10 minuti	5 - 500 ng/mL
	25OH Vitamina D	10 minuti	5 - 100 ng/mL